

# Dezinfekční ubrousky v tubách

Pro očištění vpichových jehel teploměrů

**STOP křížové kontaminaci**



**Dezinfekční ubrousky Cooper** jsou určeny pro snadnou a spolehlivou dezinfekci vpichových jehel teploměrů nebo drobných nástrojů. Jednorázové ubrousky jsou dodávány v tubách po 70 ks (tuba rozměrem a tvarem vhodná do kapsy) nebo po 200 ks. Není již nutné po vyčištění jehlu oplachovat ve vodě.

**Použití:** Přeložte ubrousek přes vpichovou sondu teploměru. Ubrousek mírně stiskněte a protáhněte sondu ubrouskem několikrát tam a zpět, dokud není sonda čistá. Sondu poté nechte uschnout na vzduchu (sondu již není nutné oplachovat vodou).

Použitý ubrousek nepoužívejte opakovaně.

Zlikvidujte jej, abyste zabránili křížové kontaminaci.

Víčko tuby po použití dobře uzavřete, abyste zabránili vyschnutí.



## Technické parametry

Dezinfekční roztok	70% IPA
Balení	70 ks v tubě (9151) 200 ks v tubě (9152)
Rozměry ubrousků	8 x 13 cm
Záruka	1 rok
Hmotnost	43 g (9151), 170 g (9152)